

Diascan Pro

Надежная и легкая пункция


Компания Б. Браун предлагает идеально адаптированные друг к другу расходные материалы для безопасного и эффективного диализа.

Простота и безопасность пункции сосудистого доступа является важным критерием для медицинского персонала и пациентов.

Diascan Pro минимально травмируют ткани в области сосудистого доступа, благодаря

специальной технологии двухфазной заточки иглы под разными углами.

Силиконизированная игла с тончайшими стенками обеспечивает легкость пункции и высокий поток крови. Эластичные и прочные трубки Diascan Pro не содержат латекса и DEHP. Diascan Pro — это надёжность, минимальная болезненность для пациентов и максимальное удобство для медицинских специалистов.



Наименование	Цвет размера	Тип	Артикул	Упаковка
Diascan Pro 15G A 1,8 x 20 x 150	■	Артериальная	7023253NP	30 см 50 единиц в коробке, по 10 коробок в упаковке (всего 500 шт.)
Diascan Pro 15G V 1,8 x 20 x 150	■	Венозная	7023353NP	
Diascan Pro 15G A 1,8 x 25 x 150	■	Артериальная	7023255NP	
Diascan Pro 15G V 1,8 x 25 x 150	■	Венозная	7023355NP	
Diascan Pro 15G A 1,8 x 25 x 300	■	Артериальная	7023256NP	
Diascan Pro 15G V 1,8 x 25 x 300	■	Венозная	7023356NP	
Diascan Pro 16G A 1,6 x 20 x 150	■	Артериальная	7023263NP	15 см 50 единиц в коробке, по 20 коробок в упаковке (всего 1000 шт.)
Diascan Pro 16G V 1,6 x 20 x 150	■	Венозная	7023363NP	
Diascan Pro 16G A 1,6 x 25 x 150	■	Артериальная	7023265NP	
Diascan Pro 16G V 1,6 x 25 x 150	■	Венозная	7023365NP	
Diascan Pro 16G A 1,6 x 25 x 300	■	Артериальная	7023266NP	
Diascan Pro 16G V 1,6 x 25 x 300	■	Венозная	7023366NP	
Diascan Pro 17G A 1,5 x 20 x 150	■	Артериальная	7023273NP	
Diascan Pro 17G V 1,5 x 20 x 150	■	Венозная	7023373NP	
Diascan Pro 17G A 1,5 x 20 x 300	■	Артериальная	7023274NP	
Diascan Pro 17G V 1,5 x 20 x 300	■	Венозная	7023374NP	

Стерилизация: гамма-излучение.