


Diacan Safety

Безопасность в одном движении

Это может случиться с каждым! Один неудачный укол фистульной иглой может повлечь за собой серьёзную угрозу для здоровья и жизни медицинского сотрудника.

Б. Браун заботится о безопасности как пациентов, так и медицинских специалистов. Поэтому компания разработала специальный механизм фистульных игл Diacan Safety, который

значительно снижает вероятность травмирования медицинских сестёр в процессе их работы. При извлечении иглы Diacan Safety её острый конец закрывается и фиксируется с ощутимым щелчком. Применение таких игл в процессе диализа сводит к минимуму риск инфицирования и нежелательных последствий.



Наименование	Цвет размера	Тип	Артикул	Упаковка
Diacan Safety 15G A 1,8 x 25 x 300	■	Артериальная	7023456NP	30 см 50 единиц в коробке, по 10 коробок в упаковке (всего 500 шт.)
Diacan Safety 15G V 1,8 x 25 x 300	■	Венозная	7023556NP	
Diacan Safety 15G A 1,8 x 20 x 300	■	Артериальная	7023454NP	
Diacan Safety 15G V 1,8 x 20 x 300	■	Венозная	7023554NP	
Diacan Safety 16G A 1,6 x 20 x 300	■	Артериальная	7023464NP	
Diacan Safety 16G V 1,6 x 20 x 300	■	Венозная	7023564NP	
Diacan Safety 16G A 1,6 x 25 x 300	■	Артериальная	7023466NP	
Diacan Safety 16G V 1,6 x 25 x 300	■	Венозная	7023566NP	
Diacan Safety 17G A 1,5 x 20 x 300	■	Артериальная	7023474NP	
Diacan Safety 17G V 1,5 x 20 x 300	■	Венозная	7023574NP	

Стерилизация: гамма-излучение.