

# Фильтр Diacap<sup>®</sup> Ultra

Приготовление ультрачистого замещающего и диализирующего раствора

Diacap Ultra – это апиrogenный фильтр, предназначенный для приготовления ультрачистого замещающего и диализирующего раствора на аппаратах Dialog<sup>+</sup>.

## Преимущества

- Полисульфоновая мембрана с высокой сорбционной способностью
- Высокая механическая стабильность волокон
- Улучшение качества процедуры
- Благоприятное влияние на нутритивный статус и качество жизни пациентов
- Достоверное снижение хронических воспалительных процессов
- Снижение частоты возникновения диализ-индуцированного амилоидоза
- Уменьшение оксидативного стресса
- Уменьшение смертности от сердечно-сосудистых осложнений
- Значимый экономический эффект за счет снижения затрат на лечение осложнений

## Diacap Ultra Арт. 7107366

Технические данные



### Общие данные

Удерживание эндотоксинов	≥10 <sup>6</sup> ЕЭ/мл
Коэффициент ультрафильтрации	270 мл/ч/мм рт. ст.

### Характеристики мембраны

Максимальное ТМД*	67 кПа/500 мм рт. ст.
Максимальное давление на фильтр	2 бар
Площадь поверхности мембраны	1,2 м <sup>2</sup>
Материал мембраны	Полисульфон
Стерилизация	Гамма-излучение
Срок службы	150 процедур или 900 часов
Срок годности	3 года

### Характеристики фильтра

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал заливки	Полиуретан
Материал уплотнительного кольца	Силикон
Тип разъема	Разъем Hansen
Совместимые машины	Dialog <sup>+</sup> /Dialog iQ
Упаковка	6 единиц в коробке

\* ТМД – трансмембранное давление.