


Новые иглы Б. Браун

для спинномозговой анестезии

Спинокан
Пенкан

Чтобы усовершенствовать известные иглы **Спинокан** и **Пенкан**, мы обратились к мнению экспертов – вашему мнению.

Собранные по всему миру отклики пользователей позволили создать новые уникальные иглы, открывающие путь к прецизионной спинномозговой анестезии.




1. Эргономичный павильон

- Полный контроль иглы
- Отчетливый тактильный ответ
- Надежный захват

2. Кристаллическая призма

- Быстрота и легкость визуализации ликвора
- «Полное отражение» – при «сухом» павильоне призма имеет серебристый цвет
- Прозрачность – при появлении ликвора призма становится прозрачной






3. Новая проводниковая игла

- Идеальное соответствие павильону спинальной иглы
- Эффективная длина спинальной иглы увеличена на 10 мм



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Информация о продукции

| Спинокан | Размер, G | Ø мм | Длина, мм | Длина, дюймы | Упаковка, шт. | Кат. № |
|---|--|------|-----------|--------------|---------------|-------------|
|  | Иглы Спинокан со срезом Квинке для спинномозговой анестезии | | | | | |
| | ■ 29G | 0,33 | 88 * | 3 1/2" | 25 | 4501900-13 |
| | ■ 27G | 0,40 | 88 | 3 1/2" | 25 | 4503902-01 |
| | ■ 26G | 0,45 | 88 | 3 1/2" | 25 | 4502906-01 |
| | ■ 25G | 0,50 | 88 | 3 1/2" | 25 ✓ | 4505905-01 |
| | ■ 25G | 0,50 | 75 | 3" | 25 | 4505751-01 |
| | ■ 22G | 0,70 | 88 ** | 3 1/2" | 25 ✓ | 4507908 -01 |
| | ■ 22G | 0,70 | 75 ** | 3" | 25 | 4507754-13 |
| | Иглы Спинокан со срезом Квинке для люмбальной диагностической пункции | | | | | |
| | ■ 20G | 0,90 | 88 | 3 1/2" | 25 ✓ | 4509900-01 |
| | ■ 20G | 0,90 | 75 | 3" | 25 | 4509757-13 |
| | ■ 19G | 1,10 | 88 | 3 1/2" | 25 | 4501195-13 |
| | ■ 18G | 1,30 | 88 | 3 1/2" | 25 ✓ | 4501390-01 |
| | ■ 18G | 1,30 | 75 | 3" | 25 | 4501373-13 |
| | Иглы Спинокан со срезом Квинке длинные | | | | | |
| | ■ 29G | 0,33 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4501918-13 |
| | ■ 27G | 0,40 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4502140-13 |
| | ■ 26G | 0,45 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4504917-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4505913-13 |
| | ■ 22G | 0,70 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4506090-13 |
| | Иглы Спинокан со срезом Квинке педиатрические | | | | | |
| ■ 22G | 0,70 | 40 | 1 1/2" | 25 ✓ | 4507401-13 | |
| ■ 19G | 1,10 | 40 | 1 1/2" | 25 | 4501144-13 | |
|  | Иглы Пенкан с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии | | | | | |
| | ■ 27G | 0,40 | 88 | 3 1/2" | 25 | 4502027-01 |
| | ■ 27G | 0,40 | 88 * | 3 1/2" | 25 ✓ | 4502051-13 |
| | ■ 27G | 0,40 | 103 * | 4" | 25 | 4502124-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 88 | 3 1/2" | 25 | 4502019-01 |
| | ■ 25G | 0,50 | 88 * | 3 1/2" | 25 ✓ | 4502043-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 103 * | 4" | 25 | 4502116-13 |
| | ■ 22G | 0,70 | 88 ** | 3 1/2" | 25 | 4502035-13 |
| | Иглы Пенкан с карандашной заточкой длинные | | | | | |
| | ■ 27G | 0,40 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4502132-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 120 | 4 3/4" | 25 | 4502120-13 |
| | Иглы Пенкан Пед с карандашной заточкой педиатрические | | | | | |
| | ■ 27G | 0,40 | 50 | 2" | 25 | 4502175-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 50 | 2" | 25 | 4502159-13 |
| | ■ 25G | 0,50 | 25 | 1" | 25 | 4502167-13 |
|  | Проводниковая игла | | | | | |
| | Для спинальных игл ■ 29G и ■ 27G | | | | | |
| | 22G | 0,70 | 35 | 1 3/8" | 25 | 4500059-13 |
| Для игл Спинокан и Пенкан | | | | | | |
| Для спинальных игл ■ 26G и ■ 25G | | | | | | |
| 20G | 0,90 | 35 | 1 3/8" | 25 | 4505000-13 | |

* с проводниковой иглой; ** для люмбальной диагностической пункции или анестезии; ✓ наиболее популярные виды продукции