

Картридж бикарбонатный Sol-Cart® B

Современная альтернатива жидкому щелочному бикарбонатному концентрату 8,4 %

Картридж Sol-Cart B с гидрокарбонатом натрия – современная альтернатива жидкому щелочному бикарбонатному концентрату 8,4% для гемодиализа.

Преимущества

- Безопасно и просто использовать: края на портах Sol-Cart B предотвращают повреждение держателя картриджа (уплотнительного кольца) и снижают затраты на обслуживание диализного аппарата
- Меньший вес делает Sol-Cart B удобным в обращении: 650/760 г против 10 кг канистры
- Высокая гибкость логистики благодаря увеличенному сроку хранения – 36 месяцев
- Превосходное качество Sol-Cart B отвечает самым высоким требованиям: оптимальный размер частиц гарантируют полное разведение
- Экономия пространства – Sol-Cart B занимает в семь раз меньше места на складе по сравнению с концентратами в канистрах
- Продуманный дизайн этикетки – вся необходимая информация доступна с первого взгляда



| Артикул | Наименование |
|-----------|---|
| 836 (496) | Картридж бикарбонатный Sol-Cart B, 650 г |
| 837 (494) | Картридж бикарбонатный Sol-Cart B, 760 г |
| 804 | Картридж бикарбонатный Sol-Cart B, 1100 г |